



▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

ACIDE URIQUE

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 07 Juillet 2006

Nombre de participants : 115, après troncature : 104

Moyenne des résultats (tronquée) : 227 $\mu\text{mol/l}$

Coefficient de variation (tronqué) : 5,0 %

Nombre de laboratoires



BILIRUBINE totale

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 07 Juillet 2006

Nombre de participants : 106, après troncature : 97

Moyenne des résultats (tronquée) : 30,8 $\mu\text{mol/l}$

Coefficient de variation (tronqué) : 8,4 %

Nombre de laboratoires



ACIDE URIQUE

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 08 Juillet 2006

Nombre de participants : 116, après troncature : 104

Moyenne des résultats (tronquée) : 398 $\mu\text{mol/l}$

Coefficient de variation (tronqué) : 3,8 %

Nombre de laboratoires



BILIRUBINE totale

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 08 Juillet 2006

Nombre de participants : 106, après troncature : 98

Moyenne des résultats (tronquée) : 19,0 $\mu\text{mol/l}$

Coefficient de variation (tronqué) : 13,8 %

Nombre de laboratoires





ASQUALAB

Assurance de qualité des laboratoires d'analyses médicales

Contrôle Ponctuel de Biochimie

07/2006

▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

CALCIUM

Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 113, après troncature : 105

Moyenne des résultats (tronquée) : 2,69 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,5 %

Nombre de laboratoires



CHLORURE

Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 96, après troncature : 87

Moyenne des résultats (tronquée) : 122 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 2,4 %

Nombre de laboratoires



Responsable

XXX

Laboratoire de Biochimie / Chef de service

Centre Hospitalier

VILLE

CALCIUM

Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 113, après troncature : 103

Moyenne des résultats (tronquée) : 2,17 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,5 %

Nombre de laboratoires



CHLORURE

Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 96, après troncature : 85

Moyenne des résultats (tronquée) : 103 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 2,7 %

Nombre de laboratoires





ASQUALAB

Assurance de qualité des laboratoires d'analyses médicales

Contrôle Ponctuel de Biochimie

07/2006

▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

CHOLESTEROL

Sérum 07 Juillet 2006


Nombre de laboratoires

Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 119, après troncature : 104

Moyenne des résultats (tronquée) : 3,51 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,3 %



CHOLESTEROL HDL

Sérum 07 Juillet 2006


Nombre de laboratoires

Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 114, après troncature : 112

Moyenne des résultats (tronquée) : 0,61 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 15,0 %



Responsable

XXX

Laboratoire de Biochimie / Chef de service

Centre Hospitalier

VILLE

CHOLESTEROL

Sérum 08 Juillet 2006


Nombre de laboratoires

Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 119, après troncature : 104

Moyenne des résultats (tronquée) : 5,60 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,0 %



CHOLESTEROL HDL

Sérum 08 Juillet 2006


Nombre de laboratoires

Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 114, après troncature : 111

Moyenne des résultats (tronquée) : 0,95 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 16,6 %





ASQUALAB

Assurance de qualité des laboratoires d'analyses médicales

Contrôle Ponctuel de Biochimie 07/2006

▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

CHOLESTEROL LDL Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 43, après troncature : 39

Moyenne des résultats (tronquée) : 2,38 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 8,1 %

Nombre de laboratoires



CREATININE Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 123, après troncature : 105

Moyenne des résultats (tronquée) : 111 µmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,3 %

Nombre de laboratoires



Responsable

XXX

Laboratoire de Biochimie / Chef de service

Centre Hospitalier

VILLE

CHOLESTEROL LDL Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 43, après troncature : 38

Moyenne des résultats (tronquée) : 3,83 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 7,2 %

Nombre de laboratoires



CREATININE Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 123, après troncature : 109

Moyenne des résultats (tronquée) : 197 µmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,3 %

Nombre de laboratoires





▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

FERRITINE

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 07 Juillet 2006

Nombre de participants : 71, après troncature : 62

Moyenne des résultats (tronquée) : 25,4 µg/l

Coefficient de variation (tronqué) : 14,1 %

Nombre de laboratoires



GLUCOSE

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 07 Juillet 2006

Nombre de participants : 124, après troncature : 118

Moyenne des résultats (tronquée) : 5,3 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,0 %

Nombre de laboratoires



FERRITINE

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 08 Juillet 2006

Nombre de participants : 71, après troncature : 64

Moyenne des résultats (tronquée) : 36,4 µg/l

Coefficient de variation (tronqué) : 14,2 %

Nombre de laboratoires



GLUCOSE

Histogramme de répartition des résultats rendus


Sérum 08 Juillet 2006

Nombre de participants : 124, après troncature : 116

Moyenne des résultats (tronquée) : 10,6 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,4 %

Nombre de laboratoires





▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

MAGNESIUM

Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 86, après troncature : 77

Moyenne des résultats (tronquée) : 0,93 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,2 %

Nombre de laboratoires



POTASSIUM

Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 107, après troncature : 100

Moyenne des résultats (tronquée) : 5,73 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 1,9 %

Nombre de laboratoires



MAGNESIUM

Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 86, après troncature : 75

Moyenne des résultats (tronquée) : 1,34 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,4 %

Nombre de laboratoires



POTASSIUM

Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 107, après troncature : 95

Moyenne des résultats (tronquée) : 4,03 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 1,7 %

Nombre de laboratoires





▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

PROTEINES TOTALES
Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 105, après troncature : 95

Moyenne des résultats (tronquée) : 50,4 g/l

Coefficient de variation (tronqué) : 2,6 %

Nombre de laboratoires



SODIUM
Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 107, après troncature : 97

Moyenne des résultats (tronquée) : 141 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 1,5 %

Nombre de laboratoires



PROTEINES TOTALES
Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 105, après troncature : 96

Moyenne des résultats (tronquée) : 65,1 g/l

Coefficient de variation (tronqué) : 2,8 %

Nombre de laboratoires



SODIUM
Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 107, après troncature : 103

Moyenne des résultats (tronquée) : 126 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 1,5 %

Nombre de laboratoires





ASQUALAB

Assurance de qualité des laboratoires d'analyses médicales

Contrôle Ponctuel de Biochimie 07/2006

▼ : limites acceptables

↓ : Situation de votre laboratoire

TRIGLYCERIDES

Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 119, après troncature : 108

Moyenne des résultats (tronquée) : 1,18 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,7 %

Nombre de laboratoires



UREE

Sérum 07 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 105, après troncature : 91

Moyenne des résultats (tronquée) : 7,8 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,4 %

Nombre de laboratoires



Responsable

XXX

Laboratoire de Biochimie / Chef de service

Centre Hospitalier

VILLE

TRIGLYCERIDES

Sérum 08 Juillet 2006


Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 119, après troncature : 109

Moyenne des résultats (tronquée) : 1,86 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 4,5 %

Nombre de laboratoires



UREE

Sérum 08 Juillet 2006

Histogramme de répartition des résultats rendus

Nombre de participants : 105, après troncature : 90

Moyenne des résultats (tronquée) : 15,7 mmol/l

Coefficient de variation (tronqué) : 3,2 %

Nombre de laboratoires

